

**Compatible tous systèmes d'appel malades.**

**Même un souffle très faible peut déclencher l'appel**

**Nouveau Produit**



- Fixez la pince au lit.
- Orientez le bras
- Insérez la fiche sur *votre prise appel malades existante.*
- Appel paramétrable au souffle ou à l'aspiration.
- Voyant de tranquillisation en option .(\*Version filaire)
- Buzzer d'activation. (\*Version radio)
- Réglage de la pression d'activation fin par vis de réglage.
- Contact à ouverture ou à fermeture.
- Options:
  - Version radio sans fil.
  - Double commande.\*
    - \* *Exemple:*
      - *Appel par souffle*
      - *Cde lumière par aspiration*
- **Consommables à prévoir:**
  - Filtres bactériens (*Remplacement 1x / mois / patient*)
  - Embout buccal (*remplacement tous les 15 jours.*)

# ST-SOUFFLE-NECK : Contacteur au souffle tour de cou.

